



Trattamento sauna bagging orecchie

Attenzione: Prima di effettuare il trattamento, è importante eseguire una diagnosi e mantenere un contatto diretto con il veterinario.

Macchinari utilizzati

- IDD Professional 1500 con una produzione di 1500 mg. di ozono
- Hypoclean - Produttore di acido ipocloroso con soluzione elettrolitica dedicata
- Imbuto in silicone o bicchiere usa e getta

Prodotti utilizzati

- nano argento colloidale gel 20 ppm
- soluzione di acido ipocloroso

Procedimento

- Detergere l'orecchio con acqua all'argento soluzione orecchie.
- Dopo aver asciugato perfettamente la parte, si applicano due o tre gocce di nano argento colloidale Idropet in gel 20 ppm sul padiglione e nel condotto auricolare.
- Si posiziona quindi la cannula dell'ozonizzatore in un imbuto in silicone o in un bicchierino monouso opportunamente forato, e si applica l'ozono.

Tempi di trattamento

Variano a seconda della gravità dai 5 ai 7 minuti a seconda della gravità.

Si consigliano almeno 2 o 3 trattamenti a settimana, a seconda della gravità del caso.

In caso di forte odore o presenza di acari si consiglia di applicare anche acido ipocloroso prima dell'argento nano colloidale.

È consigliabile fornire al cliente nano argento colloidale in gel 20 ppm da applicare mattina e sera.