



STRIPPING IN NANOBOLLE



Prima di effettuare il lavaggio controlla sempre che le nano bolle siano spente

1



Premi il pulsante ozono

2

Sciacqua il cane con acqua corrente ozonizzata e doccino vicino alla cute fino a che l'acqua risulti limpida



3

Diluisci un cucchiaino da cucina di oleapet in un litro di acqua ozonizzata dopo aver agitato il prodotto



4

spugna il cane con oleapet.
in caso di cane molto sporco sciacqua con acqua ozonizzata e ripeti la spugnatura
lascia agire per 5 minuti uniformando col cardatore



5

Risciacquare con ozono, ossigeno e nanobolle per ca. 3' su cani piccoli 5' cani medi e 8' per cani grandi.



6

Asciugare il cane con il soffiatore
Nella finitura a phon abbinare carding con rastrellino e spazzola riducendo il sottopelo.



7

Iniziare la fase di stripping procedendo fino alla rifinitura.



8