

Oxygen

CONCENTRATORE DI OSSIGENO CON AEROGRAFO



Il trattamento con ossigeno viene effettuata tramite **aerografo**. Questo strumento adotta di fatto una decomposizione di penetrazione micro-nano, in modo da produrre la nebbia più fine e penetrare così in profondità nei **pori**. Il concentratore di ossigeno può essere utilizzato con o senza prodotti. Eventuali prodotti o anche sola acqua si mettono nell'apposita ampolla all'interno dell'aerografo e si passa su pelo e cute, alternando sia l'ossigeno che il trattamento. L'ossigeno permette di veicolare il prodotto scelto su pelo e sottocute, passando dal follicolo pilifero.

Principali proprietà

- Migliora la circolazione e il rinnovamento cellulare nutrendo e idratando il pelo
- Facilita l'assorbimento di sieri e trattamenti di bellezza
- Rivascolarizza i tessuti
- Chiude le cuticole del pelo

Vantaggi economici

- Risparmi tempo
- Risparmi in prodotti
- Nessun consumabile
- Risultati immediati
- Cliente felice

Informazioni di contatto

Idropet
Via degli artigianelli 4
Milano 20159 (MI)
Tell. 0266800267
Cell. 3355823663
mail: contatti@idropan.it

Con cosa funziona

Grazie alle proprietà dell'ossigeno e all'aerografo nebulizzatore si riescono ad ottenere i migliori risultati con un risparmio di prodotto di oltre il 90%.

Può essere utilizzato:

- puro
- con acqua demineralizzata
- lozioni con cheratina, aminoacidi, vitamine, ecc.
- tinture madri
- medicinali in forma liquida su prescrizione veterinaria
- argento nano colloidale
- collagene idrolizzato

ATTENZIONE: nell'aerografo è consentito solo l'uso di prodotti a base acquosa e mai a base di sostanze oleose

DATI TECNICI

- Ossigeno: 60% miscelato con aria
- Produzione ossigeno : 5lt/m
- Portata: 4,8 LPM
- Tensione in ingresso: 220v -110v
- Frequenza 50hz/60hz
- Potenza utilizzata: 13,5 W
- Materiale: ABS
- Approvazione: CE
- Dimensioni: cm 39 (L) x 39 (P) x 33 (H)
- Peso: 4,1 Kg